

Míchačka magnetická IKA RCT Basic Safety Control IKAMAG

Rozsah otáček [ot./min.] 50 - 1200
 Pracovní teplota [°C] 310 / ± 1 K
 Bezpečnostní snímač 50 - 360°C
 Externí teplotní čidlo Pt 1000, ETS - D5, ETS - D6

Objednací číslo **211 003 810 000**

17 999,-



Magnetická míchačka s ohřevem, elektronickou teplotní regulací, plynule nastavitelným teplotním bezpečnostním okruhem 50 - 370°C a signalizací zbytkového tepla po vypnutí přístroje. Topná deska zaručuje rovnoměrné rozložení tepla na celém povrchu, je vysoce odolná proti chemikáliím a je chráněna folií. Míchačka je vybavena zásuvkou pro teplotní čidlo Pt1000, které je součástí standardní dodávky a lze do ní zapojit kontaktní teploměr (ETS-D5, ETS-D6), kterým lze měřit teplotu míchaného vzorku. Zobrazení otáček na displeji v rozmezí 50 - 1200 ot./min., teplota 310°C / ± 1 K. Záruka 24 měsíců.

BRNO
 Telefon: 548 428 411
 E-mail: merci@merci.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

Telefon: 475 501 138
 E-mail: merci.ul@merci.cz

PRAHA
 Telefon: 327 320 130
 E-mail: merci.praha@merci.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Telefon: 602 185 403
 E-mail: lipertova@merci.cz

OSTRAVA
 Telefon: 596 622 571
 E-mail: merci.ostrava@merci.cz

PLZEŇ

Telefon: 377 323 978
 E-mail: merci.plzen@merci.cz

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.

Akce platí do 31.10.2011